

Samfundshenvisning

Overførsel af omsorgsskema

Patientnavn:

Patientsundhedsidentifikator:

Denne patient bruger The Insides[®] System til at udføre chyme-reinfusionsterapi. Dette for at forebygge dehydrering, elektrolyt-ubalance, og for at de skal kunne genoptræne derhjemme inden lukkeoperation.

Insides[®]-systemet er en patientstyret terapi, der består af tre komponenter, Insides[®]-pumpen (pumpe), Insides[®]-røret (rør) og Insides[®]-driveren (driver). Røret intuberes ind i det distale udløb af stomien. Pumpen er et lille tilbehør, der glider på enden af røret og sidder nedsænket i chymen, der udledes som normalt fra det proksimale udløb til et stomiapparat. Pumpen er en centrifugalpumpe med en magnet indkapslet indeni og skiftes af patienten hver 3. dag. Driveren er en håndholdt enhed med en magnet også. Pumpen kobler magnetisk til driveren gennem stomiapparatet, når en bolus indikeres.

- Tilmeld dig og gennemfør den 30 minutters online træning. Dette kan tilgås på The Insides[®] Companys hjemmeside, under *Træning* eller ved at klikke på dette link: <https://www.theinsides.co/training-hub/the-insides-system/home> (Brugsvejledningen findes i patientens systemsæt).
- Det næste månedlige genopfyldningssæt skal bestilles inden (dato:) _____
- Slangen skiftes hver 28. dag af en uddannet sundhedspersonale.
Det næste rør skal skiftes (dato:) _____
 - Patienten bruger (cirkuler venligst) The Insides Tube eller andet (identificer rør og størrelse) _____
 - Slangeskiftet vil blive gennemført i et ambulatorium eller i hjemmet (ring venligst)
- Nyreblodprøve udløber (dato:) _____
- En registreret sygeplejerske, kompetent i The Insides[®] System, skal gennemgå patienten derhjemme (dato): _____

For at bestille genopfyldningssættet, kontakt venligst: _____

E-mail: _____

For klinisk og teknisk support, besøg venligst The Insides[®] Companys hjemmeside, under *Kontakt*, eller kontakt din lokale The Insides Company stomalterapeut, Navn: _____

Kontakt: _____