

# Preporuka zajednice

## Obrazac za prijenos skrbi

Ime pacijenta:

Identifikator zdravlja pacijenta:

Ovaj pacijent koristi The Insides® System za izvođenje reinfuzijske terapije himusom. Ovo kako bi se spriječila dehidracija, neravnoteža elektrolita i kako bi se mogli rehabilitirati kod kuće prije operacije zatvaranja.

Insides® je terapija kojom upravlja pacijent i sastoji se od tri komponente, Insides® Pump (pumpa), Insides® Tube (cijev) i Insides® Driver (pokretač). Cijev se intubira u distalni izlaz stome. Pumpa je mali nastavak koji klizi na kraj cijevi i nalazi se uronjen u himus koji se normalno ispušta iz proksimalnog izlaza u aparat za stomu. Pumpa je centrifugalna pumpa s magnetom u kućištu i pacijent je mijenja svaka 3 dana. Pokretač je također ručni uređaj s magnetom. Pumpa se magnetski povezuje s pokretačem, preko aparata za stomu, kada je indiciran bolus.

- Registrirajte se i završite 30-minutni online trening. Tome se može pristupiti na web stranici The Insides® Company, pod *Obuka* ili klikom na ovu poveznicu: <https://www.theinsides.co/training-hub/the-insides-system/home> (Priručnik s uputama za uporabu nalazi se u kompletu sustava za pacijenta).
- Sljedeći mjesečni pribor za punjenje potrebno je naručiti do (Datum:) \_\_\_\_\_
- Cijev se mijenja svakih 28 dana od strane obučenog zdravstvenog radnika.  
Cijev je sljedeća za promjenu (Datum:) \_\_\_\_\_
  - Pacijent koristi (zaokružite) The Insides Tube ili nešto drugo (navedite cijev i veličinu) \_\_\_\_\_
  - Promjena cjevčice će se izvršiti u ambulanti ili kod kuće (zaokružite)
- Krajnji test bubrežne krvi (Datum:) \_\_\_\_\_
- Diplomirana medicinska sestra, kompetentna za The Insides® Sustav, treba pregledati pacijenta kod kuće (Datum): \_\_\_\_\_

Za narudžbu kompleta za ponovno punjenje kontaktirajte: \_\_\_\_\_

E-pošta: \_\_\_\_\_

Za kliničku i tehničku podršku, molimo posjetite web stranicu The Insides® Company, pod *Kontakt*, ili se obratite svom lokalnom stomalnom terapeutu The Insides Company, Ime: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_