

# コミュニティ紹介

## ケア移譲フォーム

患者名:

患者の健康識別子:

この患者は、The Insides<sup>®</sup>システムを使用して糜粥再注入療法を行っています。これは、脱水や電解質の不均衡を防ぎ、閉鎖手術の前に自宅でリハビリできるようにするためです。

Insides<sup>®</sup>システムは、患者が管理する治療法で、Insides<sup>®</sup> Pump (ポンプ)、Insides<sup>®</sup> Tube (チューブ)、Insides<sup>®</sup> Driver (ドライバー) の 3 つのコンポーネントで構成されています。チューブは、ストーマの遠位出口に挿管されます。ポンプは、チューブの端にスライドして取り付けられる小さなアタッチメントで、通常どおり近位出口からストーマ装具に排出される糜粥の中に沈められます。ポンプは、磁石が内蔵された遠心ポンプで、患者が 3 日ごとに交換します。ドライバーも磁石が内蔵された手持ち式デバイスです。ボラス投与が必要な場合、ポンプはストーマ装具を介してドライバーと磁氣的に結合します。

- 登録して 30 分間のオンライン トレーニングを完了してください。このトレーニングには、The Insides<sup>®</sup> Company の Web サイトの [トレーニング] からアクセスするか、次のリンクをクリックしてアクセスできます。

<https://www.theinsides.co/training-hub/the-insides-system/home>

(使用説明書は患者のシステムキットに入っています)。

- \_\_\_\_\_ までに注文する必要があります。

- チューブは訓練を受けた医療専門家によって 28 日ごとに交換されます。

次回チューブを交換する予定日は (日付:) \_\_\_\_\_ です

- 患者は (丸で囲んでください) The Insides Tube またはその他の (チューブとサイズを特定) を使用しています \_\_\_\_\_
- チューブの交換は外来診療所または自宅で行われます (丸で囲んでください)

- 腎臓血液検査の期限 (日付:) \_\_\_\_\_

- The Insides<sup>®</sup> に精通した登録看護師 システム、自宅で患者を検査する必要がある (日付): \_\_\_\_\_

詰め替えキットを注文するには、次の連絡先にお問い合わせください: \_\_\_\_\_

Eメール: \_\_\_\_\_

臨床および技術サポートについては、The Insides<sup>®</sup> Company の Web サイトの [お問い合わせ] にアクセスするか、お近くの The Insides Company ストーマセラピストにお問い合わせください。氏名: \_\_\_\_\_

接触: \_\_\_\_\_