

Gemeenschapsverwijzing

Formulier voor overdracht van zorg

Patient naam: _____

Patiëntgezondheidsidentificatie: _____

Deze patiënt gebruikt het Insides® System om chyme-herinfusie therapie uit te voeren. Dit om uitdroging en verstoring van de elektrolytenbalans te voorkomen en om thuis te kunnen revalideren vóór de sluitingsoperatie.

Het Insides® -systeem is een door de patiënt beheerde therapie die uit drie componenten bestaat: de Insides® Pump (pomp), de Insides® Tube (buis) en de Insides® Driver (driver). De buis wordt in de distale uitlaat van de stoma geïntubeerd. De pomp is een klein hulpstuk dat op het uiteinde van de slang schuift en ondergedompeld zit in de maag die zoals normaal via de proximale uitlaat in een stomahulpmiddel wordt afgevoerd. De pomp is een centrifugaalpomp met daarin een magneet en wordt elke drie dagen door de patiënt vervangen. De driver is een handheld-apparaat met ook een magneet. De pomp koppelt magnetisch met de bestuurder, via het stomaapparaat, wanneer een bolus wordt aangegeven.

- Schrijf u in en voltooi de online training van 30 minuten. Deze kunt u vinden op de website van The Insides® Company, onder *Training*, of door op deze link te klikken:
<https://www.theinsides.co/training-hub/the-insides-system/home>
(De gebruiksaanwijzing bevindt zich in de patiëntensysteemkit).
- De volgende maandelijkse navulset moet vóór (datum:) _____ worden besteld
- De slang wordt elke 28 dagen vervangen door een opgeleide zorgverlener.
De buis moet binnenkort worden vervangen (datum:) _____
 - De patiënt gebruikt (omcirkel) de binnenbuis of een andere (identificeer de buis en de maat)

 - De slangwissel vindt plaats op de polikliniek of thuis (omcirkelen a.u.b.)
- Nierbloedonderzoek gepland (datum:) _____
- Een gediplomeerd verpleegkundige, bekwaam in The Insides® Systeem, moet de patiënt thuis beoordelen (datum): _____

Neem voor het bestellen van de navulset contact op met: _____

E-mail: _____

Voor klinische en technische ondersteuning kunt u de website van The Insides® Company bezoeken, onder *Contact*, of contact opnemen met uw plaatselijke stomatherapeut van The Insides Company, Naam:

Contact: _____