

# Skierowanie społeczności

## Formularz przekazania opieki

Imię pacjenta:

Identyfikator zdrowia pacjenta:

Ten pacjent używa systemu The Insides<sup>®</sup> do przeprowadzania terapii reinfuzyjnej chymu. Ma to zapobiec odwodnieniu, zaburzeniu równowagi elektrolitowej i umożliwić rehabilitację w domu przed operacją zamknięcia.

Insides<sup>®</sup> to terapia kontrolowana przez pacjenta, składająca się z trzech elementów: pompy Insides<sup>®</sup> (pompy), rurki Insides<sup>®</sup> (rurki) i sterownika Insides<sup>®</sup> (sterownika). Rurkę intubuje się do dalszego ujścia stomii. Pompka to niewielka nasadka, którą wsuwa się na koniec rurki i zanurza w treści pokarmowej, która normalnie wypływa z proksymalnego wylotu do aparatu stomijnego. Pompa jest pompą odśrodkową z magnesem w środku i jest wymieniana przez pacjenta co 3 dni. Sterownik jest urządzeniem podręcznym, wyposażonym także w magnes. Pompa łączy się magnetycznie ze sterownikiem poprzez aparat stomijny, gdy wskazane jest podanie bolusa.

- Zarejestruj się i ukończ 30-minutowe szkolenie online. Dostęp do tej informacji można uzyskać na stronie internetowej firmy The Insides<sup>®</sup>, w zakładce *Szkolenia* lub klikając ten link: <https://www.theinsides.co/training-hub/the-insides-system/home> (Instrukcja obsługi znajduje się w zestawie systemu pacjenta).
- Następny miesięczny zestaw uzupełniający należy zamówić do (Data:) \_\_\_\_\_
- Rurka jest wymieniana co 28 dni przez przeszkolonego pracownika służby zdrowia.  
Następna rurka będzie do wymiany (Data:) \_\_\_\_\_
  - Pacjent używa (proszę zakreślić) rurki Insides Tube lub innej (określ rurkę i jej rozmiar) \_\_\_\_\_
  - Wymiana rurki zostanie dokonana w Przychodni lub w domu (proszę zakreślić)
- Termin badania krwi nerek (data:) \_\_\_\_\_
- Dyplomowana pielęgniarka, kompetentna w The Insides<sup>®</sup> System, wymaga przeglądu pacjenta w domu (data): \_\_\_\_\_

Aby zamówić zestaw uzupełniający, prosimy o kontakt: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Aby uzyskać pomoc kliniczną i techniczną, odwiedź stronę internetową firmy The Insides<sup>®</sup> w zakładce *Kontakt* lub skontaktuj się z lokalnym terapeutą stomijnym The Insides Company, imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_