

Topluluk Tavsiyesi

Bakım Formu Transferi

Hasta adı:

Hasta Sağlık Tanımlayıcısı:

kime reinfüzyon tedavisini gerçekleştirmek için Insides® Sistemini kullanıyor . Bu, dehidrasyonu, elektrolit dengesizliğini önlemek ve kapatma ameliyatından önce evde rehabilite edebilmelerini sağlamak içindir.

Insides® Sistemi, Insides® Pompa (pompa), Insides® Tüp (tüp) ve Insides® Sürücü (sürücü) olmak üzere üç bileşenden oluşan, hasta tarafından yönetilen bir terapidir . Tüp ostominin distal çıkışına entübe edilir. Pompa, tüpün ucuna kayan ve normalde proksimal çıkıştan ostomi cihazına boşaltılan kimusun içine daldırılan küçük bir ataşmandır. Pompa, içinde miknatıs bulunan santrifüjlü bir pompadır ve hasta tarafından 3 günde bir değiştirilir. Sürücü aynı zamanda miknatıslı, elde taşınır bir cihazdır. Bolus belirtildiğinde pompa, ostomi cihazı aracılığıyla sürücüye manyetik olarak bağlanır.

- Lütfen kaydolun ve 30 dakikalık çevrimiçi eğitimi tamamlayın. Buna The Insides® Company web sitesinde, *Eğitim bölümünden* veya şu bağlantıya tıklayarak erişilebilir : <https://www.theinsides.co/training-hub/the-insides-system/home> (Kullanım Talimatları kılavuzu hastanın Sistem kitinde bulunur).

- _____ tarihine kadar sipariş edilmesi gerekiyor

- Tüp, eğitimli bir sağlık uzmanı tarafından 28 günde bir değiştirilir.

Tüpün bir sonraki değiştirilmesi gerekiyor (Tarih:) _____

- Hasta Insides Tüpünü veya başka bir şeyi kullanıyor (lütfen daire içine alın) (tüpü ve boyutunu belirtin) _____
- Tüp değişimi Poliklinikte veya Evde tamamlanacaktır (lütfen daire içine alın)

- Böbrek kan testi zamanı (Tarih:) _____

- ® konusunda yetkin, kayıtlı bir hemşire Sistemin hastayı evde incelemesi gerekiyor (Tarih): _____

Yeniden Doldurma kitini sipariş etmek için lütfen iletişime geçin: _____

E-posta: _____

Klinik ve Teknik destek için lütfen *İletişim* bölümündeki The Insides® Company web sitesini ziyaret edin veya yerel The Insides Company stomal terapistinizle iletişime geçin, İsim: _____

Temas etmek: _____